



331013



331013

E Z CAT

Sulfato de Bario

suspensión concentrada para
tomografía axial computada

INDUSTRIA CANADIENSE

VENTA BAJO RECETA

FÓRMULA:

Sulfato de bario 4,6% p/p.

Excipientes (Pectina, Simeticona emulsión al 30%, Metilparabeno, Sacarina sódica, Esencia de Naranja natural y artificial, Citrato de sodio dihidratado, Sorbitol solución al 70%, Ácido Cítrico anhidro, Sorbato de potasio, Carragenina, Polisorbato 80, Goma Xántica y Agua deionizada) c.s.

INDICACIONES:

Para uso en Tomografía Axial Computada, para opacificar el tracto gastrointestinal.

FARMACOLOGÍA:

E Z CAT es fisiológicamente inerte, careciendo de toda actividad farmacológica y de valor terapéutico. E Z CAT está destinado solamente al uso como ayuda diagnóstica.

CONTRAINDICACIONES:

No deberá usarse el Sulfato de Bario en posición proximal a una obstrucción de colon o en presencia de perforación gastrointestinal sospechada o inminente.

La hipersensibilidad confirmada a los productos baritados constituye una contraindicación a su uso.



POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Verter el contenido de E Z CAT en un recipiente de 1 litro. Añadir agua hasta justo por debajo del nivel rasante superior. Cerrar la tapa y agitar bien el recipiente. Volumen final: 900 ml de suspensión de Sulfato de Bario al 1,1% p/p (p/v). Alternativamente, la suspensión de Bario E Z CAT puede mezclarse para rendir una concentración distinta. Damos a continuación algunas sugerencias.

- Añadir el contenido de E Z CAT al recipiente para mezclar, y añadir agua hasta el nivel de 700 ml. Ello rinde una suspensión al 1,4% p/p (p/v).
- Añadir agua hasta el nivel de 600 ml. Ello rinde una suspensión al 1,7% p/p (p/v).
- Añadir agua hasta el nivel de 500 ml. Ello rinde una suspensión al 2,0% p/p (p/v). Después de efectuada la mezcla, verter 350-450 ml de la suspensión en un vaso, haciendo que la beba el paciente 1/2 hora antes de efectuarse el barrido tomográfico y luego, 5 minutos antes de dicho barrido, dándole a beber el volumen restante.

CONTENIDO:

Envases conteniendo 225 ml

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Agítese bien antes de usar

Conservar a temperatura inferior a 30°C

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 42.356
Elaborado en Laboratorios E-Z-EM Canadá,
Representado por Laboratorios Temis Lostaló S.A.,
Zepita 3178 (C1285ABF), Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.

Director Técnico: Pablo Stahl, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 23/06/1993



331013

